



Du hast Fragen?
Hier geht's zum
Kundenservice
& zu unseren
kostenlosen E-Books.

N1 WÄRMEPFLASTER FÜR SCHULTERN & NACKEN

- ✓ Medizinprodukt
- ✓ Lindert Schulter- und Nackenschmerzen
- ✓ Bis zu 8 Stunden wohlige Wärme
- ✓ Komfortable Größe

Allgemeine Empfehlungen: Lies die Gebrauchsanweisung aufmerksam, bevor du die N1 Wärmepflaster für den Schultern und Nacken anwendest, auch wenn du dieses Medizinprodukt bereits früher verwendet hast. Die darin enthaltenen Informationen können sich aufgrund neuer Forschungsergebnisse geändert haben, seit du die Packungsbeilage zum letzten Mal geöffnet hast. Dieses Medizinprodukt ist rezeptfrei. Dennoch ist bei der Verwendung der N1 Wärmepflaster für den Schultern und Nacken Sorgfalt geboten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahre diese Gebrauchsanweisung auf, damit du die Einzelheiten später bei Bedarf noch einmal nachlesen kannst.

Gebrauchsanweisung für Erwachsene: Öffne die Verpackung des Pflasters direkt vor der Anwendung, sodass es mit der Luft in Kontakt kommt und lasse es 1-2 Minuten reagieren. Erst beim Kontakt mit Sauerstoff entfaltet das Pflaster seine wärmende Wirkung. Öffne die Verpackung des Pflasters deshalb erst dann, wenn du das Pflaster auch wirklich verwenden möchtest. Ziehe anschließend die Schutzfolie auf der Rückseite des Pflasters ab und klebe die Klebeseite vorsichtig auf den Nacken- und Schulterbereich auf, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Du kannst es auch auf die Innenseite straff anliegender Kleidung kleben, die unmittelbar mit der Haut in Kontakt steht. Es dauert etwa 30 Minuten, bis die maximale Temperatur erreicht ist. Das Pflaster erzeugt 8 Stunden lang eine wohlige Wärme. Das Pflaster ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nach Gebrauch entsorgt werden. Bei Unannehmlichkeiten das Pflaster sofort entfernen. Ausschließlich zur äußeren Anwendung.

Anwendungsdauer: Verwende das Produkt, bis die Symptome verschwunden sind. Wende dich bitte an deinen Arzt oder Apotheker, wenn sich die Symptome verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten.

Wirkung: Die von den Pflastern ausgehende Wärme verbessert die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Gewebes. Das entspannt und lindert die Schmerzen in den Muskeln und Gelenken.

Mögliche Nebenwirkung(en): Die Verwendung der N1 Wärmepflaster für Schultern und Nacken kann eine mäßig starke Reaktion an der Anwendungsstelle verursachen, wie beispielsweise gerötete Haut oder Dermatitis.

Verwendung während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit: Über die Verwendung der N1 Wärmepflaster für Schultern und Nacken während der Schwangerschaft und/oder Stillzeit liegen keine Angaben vor. Frage erst deinen Arzt oder Apotheker, wenn du schwanger bist oder stillst.

⚠ Achtung:

- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Wärmepflaster selbst bei niedrigen Temperaturen Verbrennungen verursachen;
- Befolge die Gebrauchsanweisung und überprüfe es alle 15 Minuten;
- Bei Reizungen sofort mit der Verwendung aufhören;
- Wenn das Wärmepflaster unangenehm heiß wird, entferne es sofort;
- Drücke das Pflaster nicht zusammen, indem du beispielsweise darauf sitzt oder liegst;
- Nicht im Bett oder beim Schlafen verwenden;
- Nicht in Kombination mit anderen wärmeerzeugenden Geräten oder Hilfsmitteln verwenden;
- Nicht in Kombination mit Hautpflegeprodukten oder Hautmedikamenten verwenden;
- Nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren;
- Nicht geeignet für Menschen mit empfindlicher Haut;
- Nicht auf verletzten Hautstellen verwenden;
- Nicht auf Schwellungen oder Froststellen anbringen;
- Nicht in die Mikrowelle legen oder versuchen, die Pflaster aufzuwärmen;
- Die im Pflaster enthaltenen Substanzen können beim direkten Kontakt mit der Haut oder den Augen schädlich sein;
- Das Pflaster nicht öffnen, um an den Inhalt zu gelangen;
- Nicht verwenden, wenn du das Pflaster nicht selbst entfernen kannst;
- Bei direktem Kontakt mit den Augen oder dem Mund sofort mit Wasser ausspülen. In diesen Fällen wende dich bitte an deinen Arzt.

Wende dich bitte an deinen Arzt oder Apotheker, wenn:

- Wenn sich die Symptome verschlimmern oder länger als 7 Tage anhalten;
- Bei Blutkreislaufproblemen;
- Bei Hautproblemen;
- Bei rheumatoider Arthritis, Nervenschäden oder sensorischen Beeinträchtigungen;
- Wenn du Diabetes hast.

Zusammensetzung: Iron powder, Polyacrylic acid, Vermiculite, Charcoal powder, Aqua, Sodium Chloride.

Inhalt: 4 Pflaster

Lagerung: Bei Raumtemperatur (5-25°C) in der Originalverpackung an einem trockenen, dunklen Ort aufbewahren.

Darf nicht in die Hände von kleinen Kindern gelangen.

Verfalldatum: Verwende N1 Wärmepflaster für Schultern und Nacken nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Datum.

Medizinprodukt: Die N1 Wärmepflaster für Schultern und Nacken sind ein Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der europäischen Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte.

Letztes Überarbeitungsdatum dieser Gebrauchsanweisung: Juni 2020 • 025469-V1.0

 PK Benelux BV
Vluchtoord 17,
5406 XP Uden, NL

 0481