

Produktinformation

Produktname: SidrogaOrganic Bio Matcha Tee

PZN: 10354874

Zutaten: gemahlener Bio Grüntee aus kontrolliertem Anbau

Zubereitung als Tee: 1 Stickbeutel (entsprechend 1 g) Sidroga®Matcha in die Matcha-Schale geben, mit ca. 80 ml gefiltertem bzw. weichem 80 °C heißem Wasser übergießen und mithilfe des Chasen-Besens 15–30 Sekunden verquirlen, bis sich Schaum bildet.

Zur Verfeinerung von Speisen und Getränken beachten Sie bitte das entsprechende Rezept.

Inhalt: 12 Stickbeutel à 1,0 g

Gesamtgewicht: 12 g

SidrogaGesellschaft für Gesundheitsprodukte mbH, D-56119 Bad Ems

www.sidroga-organic.com



DE-ÖKO-001
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft